



## Container con Valvola Grande H 100 Mm - Blu Forato

Codice GEF (SKU) 37280

EAN / GTIN 8023279372809

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).
- Modello grande: 580 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore del coperchio: blu Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar. NON VENDIBILE IN GERMANIA.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279372809

CODICE GEF

37280



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697