



Container con Valvola Grande H 150 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 37282

EAN / GTIN 8023279372823

Confezione 1

Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo del container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore. Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato). • Modello grande: 580 x 280 mm • Altezza: 150 mm • Fondo perforato

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S9099

EAN / GTIN

8023279372823

CODICE GEF

37282



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697