

Cestello

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) **37290**EAN / GTIN **8023279372908**Confezione **1**

CESTELLI IN RETE METALLICA Cestello 1/2 DIN in rete metallica

Dimensioni: 24x25xh 5 cm

GEF Medica

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
37290	1/2 DIN IN RETE METALLICA 240x250x50 mm	8023279372908	1
37291	1/2 DIN IN RETE METALLICA 240x250x60 mm	8023279372915	1
37296	2 DIN IN RETE METALLICA 480x480x50 mm	8023279372960	1
37297	2 DIN IN RETE METALLICA 480x480x60 mm	8023279372977	1
37293	DIN IN RETE METALLICA 480x250x50 mm	8023279372939	1
37294	DIN IN RETE METALLICA 480x250x60 mm	8023279372946	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129099

EAN / GTIN

8023279372908

CODICE GEF

37290

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697