

GEF Medica

# Cestelli DIN in rete metallica

6 varianti

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **37293**EAN / GTIN **8023279372939**Confezione **1 pz.**

CESTELLI IN RETE METALLICA Cestello DIN in rete metallica

Dimensioni: 48x25xh 5 cm

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37293	CESTELLO DIN IN RETE METALLICA 480x250x50 mm	8023279372939	1 pz.
37294	CESTELLO DIN IN RETE METALLICA 480x250x60 mm	8023279372946	1 pz.
37296	CESTELLO 2 DIN IN RETE METALLICA 480x480x50 mm	8023279372960	1 pz.
37297	CESTELLO 2 DIN IN RETE METALLICA 480x480x60 mm	8023279372977	1 pz.
37312	CESTELLO IN FILO 540x255x h 70 mm	8023279373127	1 pz.
37313	CESTELLO IN FILO 540x255x h 100 mm	8023279373134	1 pz.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**Z129099**

EAN / GTIN

**8023279372939**

CODICE GEF

**37293**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697