



Cestello in Filo 255x245x H 100 Mm

Codice GEF (SKU) 37303

EAN / GTIN 8023279373035

Consigliato per container con altezza >150 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consigliato per container con altezza >150 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279373035

CODICE GEF

37303



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697