



Cestello in Filo 540x255x H 50 Mm

Codice GEF (SKU) 37311

EAN / GTIN 8023279373110

Consigliato per container con altezza 100/135 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Consigliato per container con altezza 100/135 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279373110

CODICE GEF

37311



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697