



Tappetino in Silicone

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **37320**EAN / GTIN **8023279373202**Confezione **1**

Accessori per container di sterilizzazione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
37320	220x230 mm - perforato	8023279373202	1
37321	380x230 mm - perforato	8023279373219	1
37323	520x230 mm - perforato	8023279373233	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S0199

EAN / GTIN

8023279373202

CODICE GEF

37320

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697