



Porta Filtro per Filtri Carta/tessuto

Codice GEF (SKU) **37325**

EAN / GTIN **8023279373257**

Porta filtro per container di sterilizzazione. Si può utilizzare con: - Filtro di carta monouso (cod. 37328) - Filtro in tessuto a lunga durata (cod. 37329)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta filtro per container di sterilizzazione. Si può utilizzare con: - Filtro di carta monouso (cod. 37328) - Filtro in tessuto a lunga durata (cod. 37329)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279373257

CODICE GEF

37325



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697