



## Filtro Ptfte Teflon Diam. 19 Cm

Codice GEF (SKU) **37327**

EAN / GTIN **8023279373271**

Filtro Teflon PTFE riutilizzabile Ø 19 cm filtri a lunghissima durata possono essere utilizzati per un massimo di 1.200 cicli di sterilizzazione. Spessore 0,75 mm. Larghezza pori circa 2,5 µm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Filtro Teflon PTFE riutilizzabile Ø 19 cm filtri a lunghissima durata possono essere utilizzati per un massimo di 1.200 cicli di sterilizzazione. Spessore 0,75 mm. Larghezza pori circa 2,5 µm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279373271**

CODICE GEF

**37327**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697