

Filtro in Tessuto

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **37329**EAN / GTIN **8023279373295**Confezione **1**

Filtro in tessuto Ø 20,5 cm per container standard. Riutilizzabile circa 45-50 volte.



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

S9099

EAN / GTIN

8023279373295

CODICE GEF

37329

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697