



Sigillo in Plastica

3 varianti

Codice GEF (SKU) 37330

EAN / GTIN 8023279373301

Confezione 1

Sigillo di sicurezza in plastica - conf. da 100 pz. Accessori per container di sterilizzazione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
37330	blu	8023279373301	1
37340	rosso	8023279373400	1
37341	giallo	8023279373417	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN
8023279373301

CODICE GEF
37330



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697