



Sigillo in Plastica con Indicatore di Vapore

3 varianti

Codice GEF (SKU) **37332**

EAN / GTIN **8023279373325**

Confezione **1**

SIGILLI DI SICUREZZA IN PLASTICA - 2,7 cm PIN LUNGO Sigillo di sicurezza con indicatore vapore - blu Sigilli per contenitori per i processi di sterilizzazione a vapore. Conformi a ISO 11140-Tipo 1.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
37332	blu	8023279373325	1
37343	rosso	8023279373431	1
37344	giallo	8023279373448	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279373325

CODICE GEF

37332



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697