


# Etichetta Autoadesiva per Sigillare Contenitore con Pin

Codice GEF (SKU) **37334**

EAN / GTIN **8023279373349**

Confezione **1**

Etichetta autoadesiva per sigilli contenitori con pin - conf. da 1100 Per proteggere il contenitore impedendone l'apertura da parte di persone non autorizzate.



## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279373349**

CODICE GEF

**37334**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697