



LACCIO EMOSTATICO FAST margherite

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **37500**EAN / GTIN **8023279375008**Confezione **1**

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico FAST • Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene • Colore: margherite • Lunghezza: 40,5 cm • Larghezza: 3 cm • Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, FI, LT, CZ, HU, GR

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279375008

CODICE GEF

37500

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697