



LACCIO EMOSTATICO FAST pace

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **37501**EAN / GTIN **8023279375015**Confezione **1**

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico FAST • Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene • Colore: pace • Lunghezza: 40,5 cm • Larghezza: 3 cm • Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo
Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, SE, LV, SK, HR, BG

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279375015

CODICE GEF

37501

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697