



LACCIO EMOSTATICO FAST spazio

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 37502

EAN / GTIN 8023279375022

Confezione 1

LACCI EMOSTATICI • Modello: Laccio emostatico FAST • Materiale: Laccio gomma, rivestim. terilene • Colore: spazio • Lunghezza: 40,5 cm • Larghezza: 3 cm • Sistema di blocco: Sistema unico - rilascio istantaneo Soluzioni semplici ed efficienti in ambito medico. Sistema di bloccaggio con rilascio istantaneo Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, NL, DK, PL, EE, SI, RO

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279375022

CODICE GEF

37502



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697