



LACCIO EMOSTATICO PRE-TAGLIATO 46x2,5 cm

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **37510**EAN / GTIN **8023279375107**Confezione **1**

LACCIO EMOSTATICO PRETAGLIATO 45x2,5 cm - blu - conf. da 250
Lacci emostatici a nastro monouso, latex free, in TPE con superficie
liscia. Spessore 0,636 mm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE,
PL, GR, SE, HU, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
37510	37510	8023279375107	1
37511	37511	8023279375114	1
37512	37512	8023279375121	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279375107

CODICE GEF

37510

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697