



LACCIO EMOSTATICO A NASTRO

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **37515**EAN / GTIN **8023279375152**Confezione **1**

LACCIO EMOSTATICO A NASTRO - latex free - monouso - conf. da 25
Laccio emostatico a nastro, monouso, latex free, fabbricato in TPE con superficie punteggiata. Ogni confezione contiene 25 lacci pre-tagliati 42x2,5 cm spessi 0.636 mm. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, HU, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V9003

EAN / GTIN

8023279375152

CODICE GEF

37515

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697