



Aghi Cannula Terumo Surshield Versatus-WP Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

7 varianti

Codice GEF (SKU) **37571**EAN / GTIN **38032248004819**Confezione **1**

AGHI CANNULA SURSHIELD™ VERSATUS - sterili Codice TERUMO®: SR+DS1645PD Ago: 16G – 1,75 × 45 mm Colore: grigio Minimo vendita: conf. da 50 Gli aghi cannula Surshield™ Versatus con copriago consentono di chiudere completamente l'ago per evitare la contaminazione con sangue e le ferite da ago accidentali in fase di smaltimento delle cannule intravenose.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
37571	16G SR+DS1645PD	38032248004819	1
37573	18G SR+DS1832PD	38032248004789	1
37574	18G SR+DS1845PD	38032248004796	1
37575	20G SR+DS2032PD	38032248004772	1
37576	22G SR+DS2225PD	38032248004765	1
37577	24G SR+DS2419PD	38032248004758	1
37578	26G SR+DS2619PD	38032248004741	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010201

EAN / GTIN

38032248004819

CODICE GEF

37571

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697