

Aghi Cannula Terumo Surflo Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

5 varianti

Codice GEF (SKU) **37580**EAN / GTIN **34806017507429**Confezione **1**

AGHI CANNULA SURFLO™ - dritti - sterili Codice TERUMO®:
SR+OX1464C1 Ago: 14Gx2 1/2" - 2,15 x 64 mm Colore: arancione
Minimo vendita: conf. da 50 Gli aghi cannula Surflo™ sono studiati per garantire stabilità (minore rischio di punte spezzate e distacco) durante la venipuntura in condizioni difficili.



VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
37580	14G	34806017507429	1
37584	18G	34806017507474	1
37585	20G	34806017507481	1
37587	22G	34806017507504	1
37588	24G	34806017507511	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010201

EAN / GTIN

34806017507429

CODICE GEF

37580

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697