



Aghi a Farfalla Terumo Surflo Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

5 varianti

Codice GEF (SKU) **37591**EAN / GTIN **36927675502903**Confezione **1**

AGHI A FARFALLA SURFLO™ - sterili Codice TERUMO®: SV*19NL30
Ago: 19G – 1,1 × 19 mm Colore: avorio Minimo vendita: conf. da 50 Gli
aghi a farfalla Surflo™ (microperfusori) sono studiati per introdurre fluidi nel sistema vascolare dopo la venipuntura. Per garantire stabilità e presa durante la venipuntura, sono dotati di alette a incastro con codice colore. Grazie alla leggera angolazione delle alette (<3° rispetto alla cannula), esercitano una pressione minore sul vaso sanguigno durante la venipuntura ed entrano agevolmente nella cute. Non sono fabbricati con DEPH e non hanno componenti in lattice di gomma naturale.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
37591	19G	36927675502903	1
37592	21G	36927675502910	1
37593	22G	36927675502927	1
37594	23G	36927675502934	1
37595	25G	36927675502941	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A01010202

EAN / GTIN

36927675502903

CODICE GEF

37591

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697