



SIRINGHE SENZA AGO TERUMO 2,5 ml Luer Lock concentrico SS02LE1 sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **37629**EAN / GTIN **34987350702563**Confezione **1**

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI - LUER LOCK
CONCENTRICO - Codice TERUMO®: SS02LE1 (Compatibile con
pompa infusione Terumo) - Capacità: 2,5 ml - Minimo vendita: conf. da
100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico
sterile precollegato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A020102010202

EAN / GTIN

34987350702563

CODICE GEF

37629

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697