



SIRINGHE SENZA AGO TERUMO 3 ml Luer Lock concentrico MDSS03LE sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **37630**EAN / GTIN **34806017506972**Confezione **1**

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI - LUER LOCK
CONCENTRICO - Codice TERUMO®: MDSS03LE - Capacità: 3 ml -
Minimo vendita: conf. da 100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o
senza ago ipodermico sterile precollegato.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A020102010202

EAN / GTIN

34806017506972

CODICE GEF

37630

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697