



Siringhe Senza Ago Terumo Luer Lock Concentrico Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) **37634**EAN / GTIN **34987350702648**Confezione **1**

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI - LUER LOCK CONCENTRICO - Codice TERUMO®: SS*10LE1 (Compatibile con pompa infusione Terumo) - Capacità: 10 ml - Minimo vendita: conf. da 100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
37634	10 ml	34987350702648	1
37632	5 ml	34987350702600	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A020102010202EAN / GTIN
34987350702648CODICE GEF
37634

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697