



Siringhe Senza Ago Terumo 50 Ml - Luer Lock Concentrico - SS+50L1 - Sterili

Codice GEF (SKU) 37638

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI - LUER LOCK CONCENTRICO - Codice TERUMO®: SS+50L1 (Compatibile con pompa infusione Terumo) - Capacità: 50 ml - trasparente - Minimo vendita: conf. da 25 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato. Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento. Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox. Senza lattice. Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso. Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745. Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI
- LUER LOCK CONCENTRICO
- Codice TERUMO®: SS+50L1 (Compatibile con pompa infusione Terumo)
- Capacità: 50 ml - trasparente
- Minimo vendita: conf. da 25
- Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.
- Servono per aspirare fluidi o sangue o per iniettare fluidi nel corpo umano subito dopo il riempimento.
- Attacco in polipropilene e masterbatch, cannula in acciaio inox.
- Senza lattice.
- Il corpo cilindrico trasparente facilita l'individuazione di bolle d'aria e la stampa chiara consente il dosaggio preciso.
- Classe IIa, Dispositivo medico conforme a MDR 2017/745.
- Durata a scaffale alla data di produzione: 5 anni.
- Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, NL, HU, GR, BG, RO, FI, NO, SE, DK, CZ, SK, SI, RS, EE, LV, LT, TR, RU.

CODICE GEF

37638



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it