



# SIRINGHE SENZA AGO TERUMO 5 ml Luer Slip concentrico MDSS05SE sterili

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 37643

EAN / GTIN 34987350706325

Confezione 1

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI - LUER SLIP  
CONCENTRICO - Codice TERUMO®: MDSS05SE - Capacità: 5 ml -  
Minimo vendita: conf. da 100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o  
senza ago ipodermico sterile precollegato.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**A020102010202**

EAN / GTIN

**34987350706325**

CODICE GEF

**37643**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697