



Siringhe Senza Ago Terumo Luer Slip Eccentrico Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

2 varianti

Codice GEF (SKU) 37645

EAN / GTIN 34806017507382

Confezione 1

SIRINGHE TERUMO® SENZA AGO - STERILI - LUER SLIP
ECCENTRICO - Codice TERUMO®: MDSS10ESE - Capacità: 10 ml -
Minimo vendita: conf. da 100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o
senza ago ipodermico sterile precollegato.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
37645	10 ml	34806017507382	1
37646	20 ml	34806017500956	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A020102010202

EAN / GTIN

34806017507382

CODICE GEF

37645

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE



GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697