



# Siringhe Terumo con Ago 3 Ml 21gx5/8" Mdss03s2116e Sterili

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 37651

EAN / GTIN 36970114923760

Confezione 1

SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI - Codice TERUMO®: MDSS03S2116E - Capacità: 3 ml - Ago assemblato: 21Gx1 5/8" - 0,8x16mm - Minimo vendita: conf. da 100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A020102010201

EAN / GTIN

36970114923760

CODICE GEF

37651



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697