



## Siringhe con Ago Terumo Sterili

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) 37659

EAN / GTIN 34806017500529

Confezione 1

SIRINGHE TERUMO® CON AGO - STERILI - Codice TERUMO®: MDSS10S2138E - Capacità: 10 ml - Ago assemblato: 21Gx1 1/2" - 0,8x38 mm - Minimo vendita: conf. da 100 Siringhe 3 parti sterili e monouso, con o senza ago ipodermico sterile precollegato.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37659	10 ml — 21Gx1/2"	34806017500529	1
37654	3 ml — 21Gx1/2"	36970114923784	1
37655	5 ml — 22Gx1/2"	36970114923135	1
37656	5 ml — 23Gx1/4"	34806017508662	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
II ACND  
A020102010201EAN / GTIN  
34806017500529CODICE GEF  
37659

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697