



Bacinella Reniforme di Carta di Cellulosa Riciclata 700 ML

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 37679

EAN / GTIN 80339866701056

Confezione 1

BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,65 l - conf. da 450 Dimensioni: 24,7x12,2x4,4 cm Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, leganti per carta e adiuvanti. Sicuri, puliti, atossici e senza lattice. Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010. Sterilizzabili con procedura ETO standard. Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE. Caratteristiche tecniche Materiale pasta di carta modellata Uso previsto contenimento e trasporto urina, sangue, vomito Resistenza 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici Smaltimento biodegradabili Dispositivo medico MDR 2017/745 - Classe I non sterili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: pasta di carta modellata
- Uso previsto: contenimento e trasporto urina, sangue, vomito
- Resistenza: 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici
- Smaltimento: biodegradabili
- Dispositivo medico: MDR 2017/745 - Classe I non sterili

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

80339866701056

CODICE GEF

37679



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697