



Bacinella di Carta di Cellulosa Riciclata 3 L

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 37680

EAN / GTIN 8033986670068

Confezione 1

BACINELLA MONOUSO 3L - conf. da 100 Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, faldoni di carta e adiuvanti. Sicuri, puliti, atossici e senza lattice. Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010. Sterilizzabili con procedura ETO standard. Caratteristiche tecniche Materiale pasta di carta modellata Uso previsto contenimento e trasporto urina, sangue, vomito Resistenza 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici Smaltimento biodegradabili Dispositivo medico MDR 2017/745 - Classe I non sterili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: pasta di carta modellata
- Uso previsto: contenimento e trasporto urina, sangue, vomito
- Resistenza: 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici
- Smaltimento: biodegradabili
- Dispositivo medico: MDR 2017/745 - Classe I non sterili

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8033986670068

CODICE GEF

37680



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697