



Vassoio Strumenti - Base a Rete 300X200X52 Mm - Plastica

Codice GEF (SKU) **37691**

EAN / GTIN **15060098131293**

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
Vassoio strumenti - base e lati a rete Dimensioni mm: 300x250x52
Graduazione: - Utili per la protezione e la consegna di strumenti ste

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte Vassoio strumenti - base e lati a rete Dimensioni mm: 300x250x52 Graduazione: - Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi. 4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:
- 50% più leggeri dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili: 1000 cicli garantiti
- design moderno e accattivante
- più economici dei modelli equivalenti in acciaio inox Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari. È consentita la pulizia in lavatrice, a ultrasuoni o a mano. Sterilizzazione in autoclave a 134,6°C (+2°C) per un minimo di 2 minuti. Sterilizzazione con ossido di etilene o perossido di idrogeno a 65°C al massimo. Made in the UK.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

15060098131293

CODICE GEF

37691



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697