



## Bacinella Reniforme Bassa 254x141x36 Mm - Plastica

Codice GEF (SKU) **37704**

EAN / GTIN **8023279377040**

BACINELLA RENIFORME BASSA 254x141x36 mm Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica. Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLA RENIFORME BASSA 254x141x36 mm Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica. Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari. Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279377040**

CODICE GEF

**37704**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697