



Bacinella Reniforme

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) **37707**EAN / GTIN **8023279377071**Confezione **1**

BACINELLA RENIFORME 260 x 125 mm - 1000 ml Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica. Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggioranza dei prodotti chimici sanitari. Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
37707	10" 260x125 mm - plastica	8023279377071	1
37708	12" 306x140 mm - plastica	8023279377088	1
26635	200x45 mm - plastica - graduata 500 ml	8023279266351	1
26636	250x55 mm - plastica - graduata 750ml	8023279266368	1
37705	6" 155x75 mm - plastica	8023279377057	1
37706	8" 205x100 mm - plastica	8023279377064	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ICND
V0402EAN / GTIN
8023279377071CODICE GEF
37707

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697