



## Bottiglia Graduata

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 37711

EAN / GTIN 8023279377118

Confezione 1

Caraffa graduata da 1000 ml (graduazione in rilievo per una lettura facilitata). Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica. Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggioranza dei prodotti chimici sanitari. Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

| CODICE GEF / SKU | FORMATO             | EAN           | CONFEZIONE |
|------------------|---------------------|---------------|------------|
| 37711            | 1.000 ml - plastica | 8023279377118 | 1          |
| 37712            | 2.000 ml - plastica | 8023279377125 | 1          |
| 37710            | 500 ml - plastica   | 8023279377101 | 1          |

### DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0899

EAN / GTIN

8023279377118

CODICE GEF

37711



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697