



Vassoio con Coperchio 220x150x70 Mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **37718**EAN / GTIN **8023279377187**Confezione **1**

CONTENITORE PER STRUMENTI 220x150xh 70 mm Fornito di coperchio aderente alla scanalatura del contenitore per evitare fuoriuscita di materiale. Linea economica di prodotti riutilizzabili in plastica. Realizzati in polipropilene, facili da pulire e resistenti alla maggioranza dei prodotti chimici sanitari. Autoclavabili a 121°C (15 min), 126°C (10 min) o 134°C (3 min).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

V0402

EAN / GTIN

8023279377187

CODICE GEF

37718

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697