



Scodellino

4 varianti

Codice GEF (SKU) **37730**

Confezione **1**

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte
Scodellino - conf. da 10 Dimensioni mm: 60 x h 40 Graduazione: 50 ml
Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi. 4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
37730	60 mm - plastica - graduato 50ml		1
37731	80 mm - plastica - graduato 200 ml		1
37702	240 ml - plastica	8023279377026	1
37701	90 ml - plastica	8023279377019	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37730



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697