



## Scodellino 100 Mm - Plastica - Graduato 300 ML

Codice GEF (SKU) **37732**

VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte  
Scodellino - conf. da 10 Dimensioni mm: 100 x h 45 Graduazione: 300  
ml Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nell

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA - autoclavabili centinaia di volte Scodellino - conf. da 10 Dimensioni mm: 100 x h 45 Graduazione: 300 ml Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per amministrare procedure, per contenere soluzioni detergenti e per somministrare farmaci e fluidi. 4 valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:
- 50% più leggeri dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili: 1000 cicli garantiti
- design moderno e accattivante
- più economici dei modelli equivalenti in acciaio inox Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari. È consentita la pulizia in lavatrice, a ultrasuoni o a mano. Sterilizzazione in autoclave a 134,6°C (+2°C) per un minimo di 2 minuti. Sterilizzazione con ossido di etilene o perossido di idrogeno a 65°C al massimo. Made in the UK.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF

**37732**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697