



Bacinella Reniforme Innox Dorata

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) **37752**EAN / GTIN **8023279377521**Confezione **1**

BACINELLE RENIFORMI INOX AISI 202 DORATE Bacinella 10" - 250 mm Capacità: 800 ml Bacinelle reniformi dorate, facili da pulire e sterilizzare. Essendo prive di nichel o cromo, sono ipoallergeniche. Il rivestimento è anti-corrosione.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
37752	10"	8023279377521	1
37753	12"	8023279377538	1
37750	6"	8023279377507	1
37751	8"	8023279377514	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z129099

EAN / GTIN

8023279377521

CODICE GEF

37752

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697