



Bacinella di Miscelazione Inox - Conica 100 Ml

Codice GEF (SKU) **37800**

EAN / GTIN **8023279378009**

BACINELLE CONICHE INOX AISI 304 Bacinella di miscelazione conica
Dimensioni mm: Ø80xh 33 Capacità: 100 ml Autoclavabili a 121° C
Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il dia

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLE CONICHE INOX AISI 304 Bacinella di miscelazione conica Dimensioni mm: Ø80xh 33 Capacità: 100 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279378009

CODICE GEF

37800



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697