



Bacinella di Miscelazione Inox - Conica 4000 ML

Codice GEF (SKU) **37804**

EAN / GTIN **8023279378047**

BACINELLE CONICHE INOX AISI 304 Bacinella di miscelazione conica
Dimensioni mm: Ø285xh 120 Capacità: 4000 ml Autoclavabili a 121° C
Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLE CONICHE INOX AISI 304 Bacinella di miscelazione conica Dimensioni mm: Ø285xh 120 Capacità: 4000 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279378047

CODICE GEF

37804



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697