



Becher Inox 250 ML

Codice GEF (SKU) **37810**

EAN / GTIN **8023279378108**

BECHER INOX AISI 304 Becher Ø70xh 82 Capacità: 250 ml
Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le
capsule è indicato il diametro superiore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BECHER INOX AISI 304 Becher Ø70xh 82 Capacità: 250 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279378108

CODICE GEF

37810



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697