



## Becher Inox con Manico 1000 Ml

Codice GEF (SKU) **37812**

EAN / GTIN **8023279378122**

BECHER INOX AISI 304 Becher con manico Ø105xh 130 Capacità: 1000 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- BECHER INOX AISI 304 Becher con manico Ø105xh 130 Capacità: 1000 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279378122**

CODICE GEF

**37812**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697