



Becher Inox con Manico 2000 Ml

Codice GEF (SKU) 37813

EAN / GTIN 8023279378139

BECHER INOX AISI 304 Becher con manico Ø130xh 168 Capacità: 2000 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BECHER INOX AISI 304 Becher con manico Ø130xh 168 Capacità: 2000 ml Autoclavabili a 121° C Spessore 0,6 mm Per tutti i catini e tutte le capsule è indicato il diametro superiore

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279378139

CODICE GEF

37813



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697