



Secchio Inox con Ruote 12 L

Codice GEF (SKU) **37815**

EAN / GTIN **8023279378153**

SECCHIO INOX CON RUOTE - 12 | Secchio con supporto su ruote, fabbricato in acciaio inossidabile durevole e resistente alla ruggine. Manico ergonomico antiscivolo e 4 ruote piroettanti in gomma con dia

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SECCHIO INOX CON RUOTE - 12 | Secchio con supporto su ruote, fabbricato in acciaio inossidabile durevole e resistente alla ruggine. Manico ergonomico antiscivolo e 4 ruote piroettanti in gomma con diametro di 50 mm. Facile da pulire. Dimensioni totali: Ø 350xh 340 mm. Dimensioni del secchio: Ø 300xh 260 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279378153

CODICE GEF

37815



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697