



Capsula Aisi 202 con Beccuccio 250 Ml - 100x50 Mm

Codice GEF (SKU) **37853**

CAPSULA AISI 202 CON BECCUCCIO 250 ml - 100x50 mm — prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPSULA AISI 202 CON BECCUCCIO 250 ml - 100x50 mm — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37853



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697