

GEF Medica

Bacinella Reniforme Aisi 202 Bassa 200 Ml - 150 Mm

Codice GEF (SKU) **37860**

BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 200 ml - 150 mm —
prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 200 ml - 150 mm — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37860



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697