




Bacinella Reniforme Aisi 202 Bassa 500 Ml - 200 Mm

Codice GEF (SKU) **37861**

BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 500 ml - 200 mm —
prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 500 ml - 200 mm — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37861



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697