

GEF Medica

Bacinella Reniforme Aisi 202 Bassa 800 Ml - 250 Mm

Codice GEF (SKU) 37862

BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 800 ml - 250 mm —
prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 800 ml - 250 mm — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37862

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697