



Bacinella Reniforme Aisi 202 Bassa 1500 Ml - 300 Mm

Codice GEF (SKU) **37863**

BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 1500 ml - 300 mm —
prodotto medicale professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BACINELLA RENIFORME AISI 202 BASSA 1500 ml - 300 mm — prodotto medicale professionale.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
37863



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697